

NUEVO - 3rd EDITION

IONOSON-Expert PHYSIOVAC-Expert

Equipos de electroterapia, ultrasonido, terapia simultánea y aplicación de vacío para uso profesional en clínicas, centros de rehabilitación y consultorios de fisioterapia



Con la nueva aplicación
PHYSIOMED App se pueden
crear, archivar y procesar
protocolos de tratamiento!

Probado 10.000 veces - la Expert-
Line 3.0 con interfaz de usuario
optimizada en nuevo diseño

IONOSON-Expert



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ELECTROTERAPIA

Estimulación bicanal (21 corrientes) con ajustes básicos en el nivel superior y ajustes de parámetros detallados en el menú de expertos (con visualización de los parámetros de las corrientes)

6 menús de diagnóstico (incl. visualización de curva IT/AT acortada): la navegación guiada por el usuario hace que la evaluación de diagnóstico sea autoexplicativa y efectiva

Entrenamiento alterno y simultáneo

Tratamiento de la espasticidad según Hufschmidt o Jantsch

Pulsador manual como interruptor del tratamiento o para ejercicios intencionales (accesorio adicional)

Advertencia en caso de valor alto de la intensidad

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ULTRASONIDOS

Los transductores de ultrasonidos ergonómicos ofrecen una seguridad y una confianza máxima en la potencia suministrada. Combinan frecuencias de 1 y 3 MHz de ultrasonidos en un transductor de titanio extremadamente duradero y biocompatible, evitando separaciones metalúrgicas y siendo adecuados para el tratamiento subacuático.

Terapia continua o pulsada (4 modulaciones [1:10, 1:5, 1:3, 2:5])

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Guía del usuario perfeccionada a través de la combinación de pantalla táctil y la operación con un solo mando PHYSIOMED

Pantalla táctil a color de 7" con salpantallas y visualización de los parámetros más importantes de los canales activos

Menú de favoritos con memoria de marcación rápida de las funciones individuales del equipo

Visión global de los parámetros de terapia, incluyendo todos los temporizadores

Acceso muy rápido a la terapia: directamente, a través de la memoria del programa o de la lista de patologías

Funciones de selección inteligente de la lista de patologías por zona corporal, forma de tratamiento, efecto terapéutico deseado u orden alfabético (con función de autocompletado para los nombres de las patologías) para búsqueda rápida de la propuesta de tratamiento deseado

Amplias informaciones sobre la terapia y propuestas de dosificación

Menú de memoria amplio y fácil de usar con función potpourri y historial

Reguladores de intensidad multifuncionales con función de reducción rápida a cero y selección de canal

Código de color lógico de accesorios en electroterapia y vacío para asignación rápida y precisa de los canales y las polaridades correspondientes

Aplicación de vacío con PHYSIOVAC-Expert (opcional)

Terapia simultánea

Ranura para tarjeta SD para actualizaciones de productos

PHYSIOVAC-Expert



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES APLICACIÓN DE VACÍO

Ajuste del vacío y de la pulsación en 10 pasos

Límite inferior de vacío ajustable individualmente en modo de pulsación para una adhesión óptima de los electrodos en cualquier situación de terapia

Bomba de vacío autorregulable para mantener un vacío constante

Optimizado para reducir vibraciones y ruido

Sistema de desconexión automática en caso de llenado del vaso de vacío con indicador óptico y acústico

Terapia independiente con ondas de succión



ADDRESS

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Germany

PHONE

+49(0)9126/2587-0

FAX

+49(0)9126/2587-25

E-MAIL

info@physiomed.de

WEB

www.physiomed.de